

令和 7 年 1 月 28 日

参加希望業者 様

支出負担行為担当官  
岩手県警察会計担当官

## 見積合わせ通知書

みだしのことについて、下記のとおり見積合わせを実施するので、参加を希望する場合は見積書を提出してください。

記

1 品名・規格・数量等

品目	規 格	数 量
別紙仕様書のとおり		
【摘要】 同等品可。 ※同等品で見積書を提出する場合は、事前審査を受けること 仕様は別紙のとおり。		
納品場所	科学捜査研究所 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸3番40号 盛岡東警察署 8階	
納入期限	令和 7 年 2 月 28 日 (金)	

1-2-06

2 見積書提出期限

令和 7 年 2 月 12 日 (水) 正午まで ※郵送可だが、必着のこと。

3 見積書提出先

〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号  
岩手県警察本部 4階 会計課 調度係

4 見積書記載要領

- (1) 見積書の日付は、作成日としてください。
- (2) 宛名については「支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官」としてください。
- (3) 消費税を記載してください。
- (4) 金額に1円未満の端数が出た場合は、切り捨てにしてください。

5 その他

- (1) 支店長名、営業所長名等で見積書を提出する場合は、委任状の提出もお願いします。  
(委任状の宛名も「支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官」としてください。)
- (2) 発注する場合のみ、FAXにて連絡しますのでご了承願います。

担当: 岩手県警察本部 科学捜査研究所  
管理係 TEL 019-653-0110

## (別紙)

品名	規格	仕様	数量
Cathode Buffer Container(CBC),for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4408256	<ul style="list-style-type: none"> <li>-3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li> <li>-DNAの電気泳動で陰極バッファーとして使用可能なこと。</li> <li>-100インジェクション可能なこと。</li> <li>-14日間の装置上寿命があること。</li> <li>-RFIDラベルが付いていること。</li> <li>-使用期限が4か月以上あること。</li> </ul>	1 箱
Anode Buffer Container(ABC),for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393927	<ul style="list-style-type: none"> <li>-3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li> <li>-DNAの電気泳動で陽極バッファーとして使用可能なこと。</li> <li>-100インジェクション可能なこと。</li> <li>-14日間の装置上寿命があること。</li> <li>-RFIDラベルが付いていること。</li> <li>-使用期限が4か月以上あること。</li> </ul>	1 箱
POP-4 Polymer,for 3500/SeqStudio Flex (384)	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393715	<ul style="list-style-type: none"> <li>-3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li> <li>-24本キヤピラリーで20インジェクション可能なこと。</li> <li>-7日間の装置上寿命または25℃以下が維持されているときに14日間の装置上寿命があること。</li> <li>-RFIDラベルが付いていること。</li> <li>-使用期限が4か月以上あること。</li> </ul>	3 箱
Conditioning Reagent, for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393718	<ul style="list-style-type: none"> <li>-3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li> <li>-ポリマーポンプの洗浄が可能なこと。</li> <li>-24時間の装置上寿命があること。</li> <li>-RFIDラベルが付いていること。</li> <li>-使用期限が4か月以上あること。</li> </ul>	3 箱
GeneScan 600 LIZ dye Size Standard v2.0	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4408399	<ul style="list-style-type: none"> <li>-3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li> <li>-20～600ヌクレオチドサイズのDNA7フラグメントで構成されたサイズスタンダードであること。</li> <li>-LIZの蛍光を使用していること。</li> <li>-ノーマライゼーション機能を使うことができること。</li> <li>-使用期限が4か月以上あること。</li> </ul>	1 箱

(別紙)

品名	規格	仕様	数量
PrepFiler Express Forensic DNA Extraction kit	ThermoFisher SCIENTIFIC 製造番号:4441352	・AutoMate Express Forensic DNA Extraction Systemで使用可能なこと。 ・法医学的ケースワークサンプルからDNAを抽出可能なこと。 ・精製されたDNAが定量PCRやSTR解析で使用可能なこと。 ・使用期限が4カ月以上あること。	1 箱
Quantifiler Trio DNA Quantification Kit 400 reactions	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号:4482910	◎TaqManプローブを用いたヒトDNA定量試薬であること ◎QuantStudio5で使用可能なこと ◎Human Target,small autosomalが80basesであること ◎Human Target,large autosomalが214basesであること ◎Human Male Targetが75basesであること。 ◎Internal PCR Controlが130basesであること ◎使用期限が4カ月以上あること	1 箱
Quantifiler HP DNA Quantification Kit	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号:4482911	◎TaqManプローブを用いたヒトDNA定量試薬であること ◎QuantStudio5で使用可能なこと ◎Human Target,small autosomalが80basesであること ◎Human Target,large autosomalが214basesであること ◎Internal PCR Controlが130basesであること ◎使用期限が4カ月以上あること	2 箱
MicroAmp Optical 8-Tube Strip 0.2mL	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号:4316567	◎GeneAmp 9700及びQuantStudio5で使用可能なこと。 ◎ThermoFisher SCIENTIFIC社製 MicroAmp Optical 8-Cap Strips (製品番号:4323032)に装着可能なこと。	1 箱

(別紙)

品名	規格	仕様	数量
Hi-Di Formamide 25mL	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4311320	<ul style="list-style-type: none"><li>-3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li><li>-PCR溶液を溶解してキヤピラリー電気泳動可能なこと。</li><li>-使用期限が4か月以上あること。</li></ul>	1 本
Septa Cathode Buffer Container, for 3500 and SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4410715	<ul style="list-style-type: none"><li>-3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li><li>-ThermoFisher SCIENTIFIC社製 陰極バッファコンテナ(製品 番号: 4408256)に装着可能なこと。</li></ul>	2 箱
Septa for 96-Well Plates, for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4412614	<ul style="list-style-type: none"><li>-3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li><li>-ThermoFisher SCIENTIFIC社製、MicroAmp Optical 96-well Reaction Plate(製造番号:N8010560)に装着可能なこと。</li></ul>	2 箱
MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate (10)	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: N8010560	<ul style="list-style-type: none"><li>-3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li><li>-ThermoFisher SCIENTIFIC社製、Septa for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96 well(製造番号:4412614)に装着可能なこ と</li></ul>	7 箱

(別紙)

品名	規格	仕様	数量
HPLC用分析カラム	ThermoFisher SCIENTIFIC 品番:25005-052130		1 個